



## KUNDEINSTRUKS – 'PRØVETAKING AV DRIKKEVANN FOR MIKROBIOLOGISKE PARAMETERE'

### Generell informasjon

Uttak av vannprøve som skal undersøkes for innhold av bakterier må gjøres slik at bakteriene ikke blir tilført vannet fra utstyr som brukes under prøvetakingen, eller fra hendene til den som tar prøven. Det er også viktig at prøven behandles slik at innholdet av bakterier, eller kjemiske stoffer, ikke forandres vesentlig fra prøvetakingen og til laboratoriet begynner med analysen.

Mikrobiologiske parametere (e-coli, koliforme bakterier, kimtall, etc) må være analysert innen 12 (senest 24) timer etter prøvetaking, dvs prøvetakingen må skje så tett opp mot innlevering på laboratoriet som mulig.

### HMS

Ingen nødvendige tiltak

### Forsendelsen inneholder følgende:

- 1 x 500 ml steril plastflaske
- Våtserviett

Ved klorert vann vil sterilflaske være tilsatt Na-tiosulfat

### Utførelse / Slik gjør du:

- Prøven skal tas på sterile flasker (500 ml)
- Velg tappekranen som benyttes oftest til drikkevann, som kjøkkenkranen
- Skru av filter på tappekran før sterilisering og prøvetaking.
- Tuten på tappekranen desinfiseres ved å brenne den med gassflamme, eller lighter. Har du ingen av delene kan den sterile våtservietten brukes rengjøring av tuten.
- La vannet renne i 3-4 minutter før flasken føres inn i vannstrømmen og fylles sakte uten å blande luft inn i vannet.
- Unngå kontakt mellom flasken og kranåpningen.
- Ikke legg korken med åpningen ned på benken.
- Unngå kontakt med innsiden av korken og flasken
- Prøven leveres samme dag som prøven er tatt, mandag til fredag



## KUNDEINSTRUKS - 'PRØVETAKING AV DRIKKEVANN FOR MIKROBIOLOGISKE PARAMETERE'

### **Kontaktinformasjon/leveringsadresse:**

Prøven leveres til ALS Laboratory Group AS mandag til fredag før kl.14.00. Oppbevar prøvene kaldt før og under levering. Husk å legge ved ferdig utfylt bestillingsskjema. Merk bestillingsskjema med tidspunkt for prøvetaking og om det er for eksempel kommunalt vann eller brønn som er prøvetatt.

### **Leverings og forsendelsesadresse:**

ALS LABORATORY GROUP NORWAY AS  
Drammensveien 264  
0283 Oslo

Prøver kan også leveres til vår ubemannede prøvemottak i Sarpsborg mandag til fredag før kl 12.30:  
Yvenveien 17  
1715 Sarpsborg