



Kundeinstruks: Prøvetaking av drikkevann for mikrobiologiske parametere

Generell informasjon

Uttak av vannprøve som skal undersøkes for innhold av bakterier må gjøres slik at bakteriene ikke blir tilført vannet fra utstyr som brukes under prøvetakingen, eller fra hendene til den som tar prøven. Det er også viktig at prøven behandles slik at innholdet av bakterier, eller kjemiske stoffer, ikke forandres vesentlig fra prøvetakingen og til laboratoriet begynner med analysen.

Kimtall må være analysert innen 12 timer etter prøvetaking, mens E.coli og koliforme må være analysert innen 24 timer. Prøvetakingen må skje så tett opp til levering som mulig. Hvis prøvene sendes som «Ekspress over natt» med posten, slik at den ankommer ALS Laboratory Group Norway neste morgen, vil de nevnte parametere rapporteres uakkreditert. Vi kan ta i mot prøver fra mandag til fredag.

HMS

Ingen nødvendige tiltak

Forsendelsen inneholder følgende

- 1 x 500 ml steril plastflaske (med Thiosulfat for prøvetaking av klorert vann)
- Våtserviett
- Kjøleelementer som må være frosne med innsending og kjølebag.

Utførelse / Slik gjør du:

- Prøven skal tas på sterile flasker (500 ml) med Thiosulfat
- Velg tappekranen som benyttes oftest til drikkevann, som kjøkkenkranen
- Skru av filter på tappekran før sterilisering og prøvetaking.
- Tuten på tappekranen desinfiseres ved å brenne den med gassflamme, eller lighter. Har du ingen av delene kan den sterile våtservietten brukes rengjøring av tuten.
- La vannet renne i 3-4 minutter før flasken føres inn i vannstrømmen og fylles sakte uten å blande luft inn i vannet.
- Unngå kontakt mellom flasken og kranåpningen.
- Ikke legg korken med åpningen ned på benken.
- Unngå kontakt med innsiden av korken og flasken
- Prøven leveres samme dag som prøven er tatt, mandag til fredag, eller som beskrevet med ekspressforsendelse med Posten.



Kontaktinformasjon/leveringsadresse:

Prøven leveres til ALS Laboratory Group AS mandag til fredag før kl.13.30. Oppbevar prøvene kaldt før og under levering. Husk å legge ved ferdig utfylt bestillingsskjema. Merk bestillingsskjema med tidspunkt for prøvetaking og om det er for eksempel kommunalt vann eller brønn som er prøvetatt.

Ved forsendelse eller levering:

ALS LABORATORY GROUP NORWAY AS
Drammensveien 264,
0283 Oslo

Prøver kan også leveres til vårt ubemannede prøvemottak i Sarpsborg før kl 11 (onsdag kl 10) og vil da settes opp på vår lab kl 15.30 med hensyn til de tidssensitive parameterne.

ALS LABORATORY GROUP NORWAY AS
Avdeling Sarsborg
Yvenveien 17
1715 Yven

Sentralbord: +47 22 13 18 00
E-post: info.on@alsglobal.com
Bestillingsark finnes på www.alsglobal.no